

## VNS 患者の MRI 撮影 が可能となりました

この度、下記 4 つのリヴァノヴァ社製迷走神経刺激装置の植込み患者様に対して、静磁場強度 1.5 テスラ(T)又は 3.0 テスラ(T)による条件付き MRI 検査が実施可能となりましたのでお知らせいたします。

### 【対象製品】

- ・SenTiva Model M1000
- ・VNS ジェネレータ Aspire SR M106
- ・VNS ジェネレータ Aspire HC M105
- ・VNS ジェネレータ Demipulse M103

MRI 施行の可否、実施法の詳細につきましては、  
下記リンク先「VNS 治療情報提供サイト」よりご確認頂けますようお願い申し上げます。

注意：これより外部のウェブサイトへ移動します。  
よろしければ下記 URL をクリックしてください。

website : <https://www.tenkanchiryu.com/home/>